

Protocole d'envoi des Varroas pour les tests de sensibilité / résistance aux acaricides.



**Min. 100 Varroas
vivants nécessaires**

1 ➤ Récupération du couvain operculé infesté

- Infestation minimum : phorétique >5% et dans le couvain >20%
- Provenance d'une ou plusieurs ruches (*merci de nous le préciser*)
- Cadre complet ou **morceaux de couvain au stade nymphal**

2 ➤ Protection du couvain

- Enroulez le couvain d'essuie-tout et glissez le dans un carton d'envoi
- Calez le cadre de couvain dans un carton suffisamment grand
(*respiration du couvain et isolation*)

3 ➤ Envoyez le carton par CHRONOPOST UNIQUEMENT

- Du lundi au mercredi (*pour une réception au plus tard le jeudi*)
- A l'adresse suivante :

Melle Gabrielle ALMECIJA

APINOV

10 Rue Henri Bessemer

17140 LAGORD



chronopost

- Transmettre le n° de suivi par mail à : gabrielle.almecija@apinov.com

4 ➤ Les résultats vous seront communiqués sous 7 à 10 jours

Pour plus d'information
contactez nous au 05.46.34.10.71

Tarif sur demande